



MOBIDERM autofit

Chaussette standard - Standard sock

TRAITEMENT DU LYMPHŒDÈME - TREATMENT OF LYMPHŒDEMA



(ID) Hauteur entre le sol et le genou (mesure prise en-dessous du pli du genou face arrière)
Floor-to-knee height (measurement taken below the bend of the knee, back side)



	Circonférence de cheville Ankle level (cB)	Circonférence de mollet Calf level (cC)	Circonférence sous le genou Below knee level (cD)
T1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm
T2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm
T3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm
T4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm

(∅D)

Court / Short	38 - 40 cm
Normal / Normal	40 - 42 cm
Long / Long	42 - 44 cm
Très long / Xtra long	44 - 46 cm

For orders and information, please contact:

Medivex Healthcare Ltd
Ph: 0800 486-483
Email: sales@medivex.co.nz
Web: www.medivex.co.nz

medivex
HEALTHCARE LIMITED

Photos non contractuelles - Non-contractual photographs

Marque déposée - Registered trade mark



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESDETRIER
Valable uniquement pour la France



THUASNE
120 rue Marius Afan
CS 10032
92309 Levallois-Perret Cedex France
Commandes/Orders (St Étienne):
Tél. : 04 77 81 40 42 (France)
Tél. : +33 (0)4 77 81 40 01/02 (Export)

www.thuasne.com



THUASNE